

# Utilización de una jeringa precargada para trombosis de Sanofi

## Instrucciones de inyección para pacientes

### Su médico le ha recetado una heparina de bajo peso molecular.

- La finalidad es prevenir una trombosis o una embolia pulmonar, o bien disolver un coágulo sanguíneo existente.
- Puede aplicarse la inyección usted mismo o pedirselo a una persona de su confianza.

### Preparación fácil



**1.** Lávese las manos. Elija un lugar a la derecha o izquierda de su abdomen. El lugar de punción debe encontrarse por lo menos a 5 cm de distancia lateralmente de su ombligo. Limpie el lugar de punción previsto mediante una toallita impregnada en alcohol o con agua y jabón. Siéntese o acuéstese adoptando una posición relajada y cómoda. Todavía debe poder ver el lugar de punción.



**2.** Tome la jeringa y retire el capuchón protector.

Si hubiese una gota en la punta de la aguja, esta se deberá eliminar antes de la inyección. Para ello, dé unos toques ligeros a la jeringa precargada con la aguja inclinada hacia abajo.

¡No debe eliminarse la burbuja de aire en la jeringa precargada!



**3.** Forme un pliegue en el lugar limpiado de la piel entre el dedo pulgar y el índice y manténgalo hasta extraer la aguja de la jeringa.

### Inyección fácil



**4.** Introduzca toda la aguja verticalmente en un ángulo de 90°. Ahora, presione con cuidado el émbolo de la jeringa e inyecte el contenido completo de la jeringa (tenga en cuenta cualquier información de dosificación diferente proporcionada por su médico). No afloje el pliegue de la piel entre el pulgar y el índice.

Es importante que presione hasta el tope el émbolo de la jeringa para activar el mecanismo de protección.



**5.** Una vez inyectado el contenido completo, extraiga la jeringa verticalmente. La cubierta protectora se desliza automáticamente sobre la aguja, incluyéndola en su interior.

Ahora, puede soltar el pliegue de piel.



**6.** Deseche la jeringa utilizada en un contenedor para objetos punzocortantes. Cierre cuidadosamente la tapa del contenedor y guárdelo fuera del alcance de los niños.

Las presentes instrucciones no reemplazan las instrucciones de uso. Es imprescindible observar el contenido de las instrucciones de uso.



¡ Encontrará **información adicional** en nuestra **Inject-App!**